

# 采用在线中心切割二维液相色谱法快速分析特医食品中维生素A、维生素D和维生素E四种异构体的含量

熊亮 冉良骥 金燕

赛默飞世尔科技(中国)有限公司色谱质谱部

## 关键词

特医食品, 维生素A, 维生素D,  $\alpha$ -生育酚,  $\beta$ -生育酚,  $\gamma$ -生育酚,  $\delta$ -生育酚, 二维液相色谱, 中心切割

## 前言

维生素是人体生长发育所必需的营养元素, 其中维生素A、维生素D和维生素E是机体维持正常代谢和机能的所必需的脂溶性维生素<sup>[1]</sup>。除了维生素A、维生素D2和D3, 以及 $\alpha$ -维生素E( $\alpha$ -生育酚)外, 相关研究发现维生素E的其它生育酚异构体对人体也有一定生理作用, 其中以 $\beta$ 、 $\gamma$ 、 $\delta$ -生育酚形式较为常见<sup>[2]</sup>。

特医食品(即特殊医学用途配方食品), 是为了满足进食受限、消化吸收屏障、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食需求, 专门加工配制而成的配方食品。该产品必须在医生或临床营养师指导下, 单独食用或与其他食品配合食用<sup>[3]</sup>。根据食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则GB29922-2013的规定, 特医食品中维生素A、D、E的分析遵循食品安全国家标准食品中维生素A、D、E的测定规定<sup>[4]</sup>。食品中维生素D由于本身含量低、基质干扰严重, 国家标准方法采用液质联用或半制备正相净化、反相分析的方式对其进行分离检测。但液质联用方法复杂, 维护成本相对较高; 而正相净化方法易受流动相等条件影响, 极大影响样品的分析效率和方法重复性。

本文在前期已经建立的同时测定食品中维生素A、D和4种维生素E异构体含量在线二维液相色谱法基础上<sup>[5-6]</sup>, 进一步优化色谱分析条件, 建立了特医食品中VA、四种VE异构体及微量VD的中心切割快速分析方法, 缩短了样品分析时间, 进一步提高了方法分析效率, 可以用于特医食品等多种食品基质中维生素A、D和E的常规快速检测。

## 实验方法

### 1、仪器与试剂

#### 1.1 仪器

ThermoFisher UltiMate3000 双三元液相色谱系统: 双三元梯度泵(包含两个独立的三元梯度泵); 自动进样器; 带两个2位6通阀的柱温箱; 二极管阵列检测器(配13 $\mu$ L流通池); 500 $\mu$ L样品收集环; Chromeleon 7.2.10变色龙色谱数据软件。

#### 1.2 试剂

甲醇(色谱级, Fisher公司), 乙腈(色谱级, Fisher公司), 去离子水(18.2M $\Omega$ , Millipore纯水机);

#### 1.3 标准品

维生素A(all-trans retinol,  $\geq 95\%$ , Sigma-Aldrich), 维生素D2(98.1%, Dr.Ehrenstorfer GmbH), 维生素D3(99.6%, Dr.Ehrenstorfer GmbH),  $\alpha$ -生育酚(98.0%, Sigma-Aldrich),  $\beta$ 、 $\gamma$ 、 $\delta$ -生育酚( $\geq 96\%$ , Sigma-Aldrich)。

### 2、标准品溶液制备

分别精密称量维生素A、D2、D3,  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 和 $\delta$ -生育酚标准品适量, 至10mL棕色容量瓶中, 加甲醇溶解并定容至刻度, 配制成浓度分别为0.5mg/mL的维生素A溶液, 0.25mg/mL的维生素D2和D3溶液, 2.0mg/mL的 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ - $\delta$ -

生育酚溶液。分别精密量取维生素A、D2、D3， $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 和 $\delta$ -生育酚标准品溶液适量，至10mL棕色容量瓶中，甲醇稀释定容成系列标准混合溶液，各标准品溶液浓度见表1。

表1 各维生素混合标准品工作溶液浓度

Vitamins $\mu\text{g/mL}$	Retention Time, min	Concentration Level						
		1	2	3	4	5	6	7
VA	3.770	0.2	0.5	1.0	2.0	4.0	6.0	10.0
$\alpha$ -VE	7.177	2.0	5.0	10.0	20.0	40.0	60.0	100.0
$\beta$ -VE	7.627	2.0	5.0	10.0	20.0	40.0	60.0	100.0
$\gamma$ -VE	7.790	2.0	5.0	10.0	20.0	40.0	60.0	100.0
$\delta$ -VE	8.140	2.0	5.0	10.0	20.0	40.0	60.0	100.0
VD2	12.760	0.02	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	1.0
VD3	13.007	0.02	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	1.0

### 3、样品溶液制备

参考GB 5009.82-2016的方法，精密称取固体特医食品样品约5g（精确到0.01g）于150mL平底烧瓶中，固体试样需用约20mL 45℃~50℃温水使其溶解，混匀。

### 3.1 皂化

于上述处理的试样溶液中加入1.0g抗坏血酸和0.1gBHT，混匀，加入30mL无水乙醇，充分混匀后加入约20mL 0.5g/g的氢氧化钾水溶液混匀，在80℃恒温水浴条件下，磁力搅拌皂化约30min后，取出立刻用冷水冷却到室温。

### 3.2 液液萃取

将上述皂化液转移入250 mL分液漏斗中，加入50mL石油醚-乙醚混合液（1:1, V:V），振荡萃取5min，将下层溶液转移至另一个250mL分液漏斗，加入50mL石油醚-乙醚混合液再次萃取，合并醚液，用约100mL水洗涤醚液，重复3次，至醚液洗至中性。醚液通过无水硫酸钠脱水过滤，滤液收入250mL圆底烧瓶中，于旋转蒸发仪上在40℃左右水浴旋蒸至约2mL，立即氮气吹干，准确加入1mL甲醇复溶后，上机分析。

### 4、色谱条件

色谱条件见表2，一维和二维梯度程序以及阀切换时间见表3，仪器连接图见图1。

表2 色谱条件

一维色谱柱	Accucore PFP 4.6×100 mm, 2.6 $\mu\text{m}$ ; P/N: 17426-104630
二维色谱柱	FOODKIT1& 2 ADE 4.6×100 mm, 2.6 $\mu\text{m}$ ; P/N: VITADE-004K1
柱温	25℃
流动相	A: 水; B: 甲醇; C: 乙腈
流速	一维分析泵: 1.0 mL/min; 二维分析泵: 0.8 mL/min
检测器	DAD: 264 nm (VD2, VD3), 294 nm (VE), 325 nm (VA)
进样量	10 $\mu\text{L}$

表3 一维和二维梯度程序及阀切换时间

一维分析泵			二维分析泵			阀切换时间				
时间 (分钟)	A%	B%	C%	时间 (分钟)	A%	B%	C%	时间 (分钟)	左阀	右阀
0	20	80	0	0	0	40	60	0	6_1	1_2
9	0	100	0	1	0	40	60	5.9	6_1	6_1
10	0	100	0	2	60	0	40	6.2	6_1	1_2
11	20	80	0	6.5	60	0	40	9	1_2	6_1
15	20	80	0	7	0	40	60			
				15	0	40	60			




图1 仪器连接图

## 实验结果和讨论

### 1、色谱条件优化

本文在前期已经建立的同时测定食品中维生素A、D和4种维生素E异构体含量在线二维液相色谱法基础上，进一步优化色谱分析条件，建立了特医食品中VA、四种VE异构体及微量VD的中心切割快速分析方法。整个分析方法从原来的24 min缩短至15min，大大缩短了样品分析时间，进一步提高了方法分析效率。混合标准品溶液分析谱图及典型特医食品样品分析谱图分别见图2和图3。从图中可见，在缩短了分析时间的同时，依然可以保证一维色谱柱对维生素A、四种维生素E异构体以及杂质的良好分离，二维色谱柱对两种维生素D异构体和杂质的良好分离。




图2 维生素A、D和E混合标准溶液分析谱图

(A, 其中0~9min 为一维谱图, 9~15min 为二维谱图; B, 二维放大图谱)




图3 典型特医食品样品分析谱图

(A, 其中0~9min为一维谱图, 9~15min 为二维谱图; B, 二维放大图谱)

### 2、方法线性、灵敏度及精密度结果

本文按照食品国标要求，考察了维生素A、维生素D2和D3以及维生素E的4个异构体的线性及检测限。结果如表4所示，不同维生素在不同的线性范围内均保持良好线性关系，相关系数 $R^2$ 大于0.9996。方法灵敏度较高，维生素D3的检测限可达3.0 ng/mL。

取0.1 $\mu$ g/mL混合标准品溶液，连续进样6次，结果维生素A、维生素D2和D3以及维生素E的4个异构体的保留时间RSD均小于0.5%，峰面积RSD均小于1%，表明方法精密度较好。

表4 方法线性及检测限结果

Vitamins	Detection wavelength, nm	Range, µg/mL	Linearity equation	R <sup>2</sup>	LOD, ng/mL
A	325	0.2-10	Y=1.3997X+0.0013	0.9999	5.3
D2	264	0.02-1	Y=0.6316X+0.0004	0.9998	3.4
D3	264	0.02-1	Y=0.7011X+0.0004	0.9999	3.0
α-VE	294	2-100	Y=0.0530X-0.0339	0.9999	74
β-VE	294	2-100	Y=0.0620X-0.0069	0.9996	50
γ-VE	294	2-100	Y=0.0746X-0.0072	0.9998	41
δ-VE	294	2-100	Y=0.0663X-0.0023	0.9998	47

## 结论

本文基于二维液相色谱技术，利用赛默飞双三元液相色谱系统，在前期已经建立的同时测定食品中维生素A、D和4种维生素E异构体含量在线二维液相色谱法基础上，进一步优化了色谱分析条件，实现了特医食品中VA、四种VE异构体及微量VD的快速分析。本方法简便快速，自动化程度高，可以用于特医食品等多种食品基质中维生素A、D和E的常规快速检测。

## 参考文献

- [1] Stillwell W, An introduction to biological membranes (second edition) [M]. Amsterdam: Elsevier Science, 2016.
- [2] Kamal-Eldin A., Gorgen S, Lampi A, Normal phase high performance liquid chromatography of tocopherols and tocotrienols. Comparison of different chromatographic columns [J]. Journal of Chromatography A, 2000, 881:217-227.
- [3] GB 29922-2013, 食品安全国家标准 特殊医学用途配方食品通则
- [4] GB 5009.82-2016, 食品安全国家标准食品中维生素A、D、E的测定
- [5] Zhang YH, Zhang DW, Cao Y, Simultaneous determination of vitamins A, D in vitamin A and D pharmaceutical by on-line two-dimensional reversephase liquid chromatography [J]. Journal of Instrumental Analysis, 2016, 35(1): 28-34.
- [6] Guobin Shen, Yan Jin, Giorgia Greco, Dennis Koehler, Sabrina Patzelt, Simultaneous determination of vitamin A, D and four vitamin E isomers in infant formula by offline solid phase extraction and online two-dimensional liquid chromatography, Application note 73351.



赛默飞  
官方微信

热线 800 810 5118  
电话 400 650 5118  
www.thermofisher.com

**Thermo Fisher**  
SCIENTIFIC